

PHILIPS

SpeechExec

Pro

Logiciel de dictée et de transcription

Gestion efficace du flux de travail

Enregistreur de dictée et lecteur de transcription professionnel

Fenêtres de notifications

Cryptage et sauvegarde de fichiers



LFH4400/4500



Utilisez le pouvoir de votre voix

grâce à la dictée numérique professionnelle

Le logiciel de dictée et de transcription SpeechExec Pro relie auteurs et transpositeurs. Il simplifie la communication, la configuration des paramètres de flux de travail individuels et la flexibilité d'organisation pour un gain de temps et de ressources. Les auteurs peuvent enregistrer directement dans le logiciel à l'aide d'un microphone de dictée et les transpositeurs peuvent lire et transcrire facilement les fichiers à l'aide d'une pédale de commande.

Création efficace de documents

- Gestion et automatisation du flux de travail pour une productivité améliorée
- Listes de travail pour un contrôle et un suivi aisés du travail
- Fonctions de cryptage et de sauvegarde pour une sécurité optimale
- Connexion SpeechLive disponible pour une mobilité supérieure

Solution de dictée professionnelle

- Enregistreur pour une dictée directe pratique avec les microphones de dictée Philips
- Des licences d'accès SpeechExec flexibles de partout, même de chez soi
- Téléchargement automatique des fichiers pour un routage rapide et facile des tâches
- Conçue pour une reconnaissance vocale professionnelle offrant une précision optimale

Puissant module de transcription

- Lecteur de transcription avec un support des pédales de commande pour un contrôle de la lecture à mains libres
- Options de tri et de filtre individuelles pour organiser et hiérarchiser la priorité des tâches
- Fenêtres d'alerte pour la notification des nouvelles tâches importantes



No 1 de l'enquête de
satisfaction client
mondiale
SPS de 09/2017.

Points forts

Gestion efficace du flux de travail




Contrôlez et gérez facilement le flux de travail entre auteurs et transcripteurs. Les enregistrements et les documents écrits qui en résultent sont automatiquement envoyés à la personne compétente pour un traitement plus rapide.

Listes de travail et organisation



Les listes de travail aident auteurs et transcripteurs à contrôler le statut de leur travail et à gagner du temps en supprimant la communication superflue sur le statut entre les parties. Les fichiers peuvent être organisés en sous-dossiers, avoir des propriétés et commentaires spécifiques et être marqués comme urgents pour mieux organiser et hiérarchiser les tâches.

Sécurité et sauvegarde de données



Le cryptage en temps réel des fichiers (256 bits) et le transfert de fichier sécurisé permettent uniquement aux personnes autorisées d'accéder aux documents. La fonction facultative de copies de sécurité automatiques protège vos données contre toute perte accidentelle.

Excellente intégration dans SpeechLive



La solution de flux de dictée dans le cloud Philips SpeechLive offre aux utilisateurs un accès constant aux fichiers via un navigateur pour davantage de flexibilité et de mobilité. Avec SpeechLive, les auteurs peuvent dicter avec leur smartphone, où qu'ils se trouvent, et envoyer les dictées directement à leur logiciel SpeechExec. Un service de transcription est également inclus, permettant aux professionnels formés de transcrire rapidement les enregistrements pour l'auteur.

Enregistreur et lecteur intégrés



Grâce à l'enregistreur de dictée intégré, les auteurs peuvent enregistrer directement dans leur logiciel SpeechExec. Le logiciel fonctionne parfaitement avec les microphones de dictée Philips SpeechMike pour un contrôle rapide et facile de l'ensemble des fonctions d'enregistrement et de lecture, telles qu'insérer, remplacer et ajouter. Les touches de fonction peuvent être programmées individuellement pour encore plus de confort d'utilisation.

Toujours accessible



Les licences sont attribuées à un utilisateur individuel, non à un PC individuel, vous offrant ainsi la possibilité de travailler à partir de votre bureau ou sur votre ordinateur portable hors site. Ceci vous permet aussi de réactiver facilement la licence en cas de panne matérielle.

Points forts



SpeechExec Pro permet aux auteurs et transpositeurs de télécharger automatiquement l'ensemble de leurs dictées depuis leur enregistreur vocal directement dans le logiciel et de les envoyer vers la destination désirée via leur réseau local, serveur FTP, SpeechLive ou e-mail.

Conçu pour la reconnaissance vocale



Le logiciel de reconnaissance vocale de Dragon peut être parfaitement connecté à la solution. Que l'auteur dicte directement dans le logiciel à l'aide d'un microphone Philips ou qu'il charge les fichiers enregistrés depuis un enregistreur vocal, il obtiendra des résultats de reconnaissance vocale extrêmement précis, pour un flux de travail encore plus rapide.

Lecteur de transcription SpeechExec



Le logiciel est doté d'un lecteur de transcription intégré très pratique avec options d'avance rapide, retour rapide et mise en pause. Allié à la pédale de commande configurable Philips, il assure une transcription rapide et confortable. Des modèles prédéfinis peuvent être utilisés afin de créer automatiquement des documents à l'en-tête et au pied de page adaptés, pour un gain de temps évident.

Options de tri et de filtre individuelles



Auteurs et transpositeurs profitent des options de tri et de filtre individuelles pour trouver dictées et documents encore plus rapidement et assurer une organisation toujours optimale.


Notifications de nouvelles tâches



Les transpositeurs peuvent recevoir des alertes dès que de nouveaux enregistrements leurs sont attribués, afin de ne jamais oublier d'enregistrements importants. Ces notifications s'affichent à l'écran en temps réel dans une fenêtre contextuelle discrète.

Versions

LFH4400




SpeechExec Pro Dictate

Module pour auteurs comprenant l'enregistreur de dictée intégré.

LFH4412: Abonnement de 2 ans

LFH4422: Abonnement de 2 ans (version boîte).

LFH4500



SpeechExec Pro Transcribe

Module pour transpositeurs comprenant le lecteur intégré pour les transpositeurs

LFH4512: Abonnement de 2 ans

LFH4522: Abonnement de 2 ans (version boîte).

Spécifications

Configuration requise

Processeur : Processeur AMD double cœur ou

équivalent, processeur 1 GHz ou supérieur

RAM : 4 Go (64 bits)

Espace disque : 100 Mo pour le logiciel

SpeechExec, 4,5 Go pour Microsoft .NET Framework

Système d'exploitation : Windows 11 Pro/Enterprise

Carte graphique : compatible DirectX avec accélération matérielle recommandée

Résolution de l'écran : minimum 1024 × 768 px avec une mise à l'échelle de 100% DPI, maximum 3200 × 1800 px avec une mise à l'échelle de 150% DPI

Son : Périphérique audio compatible Windows

Port USB disponible

Connexion Internet pour l'activation logicielle requise

Sortie pour écouteurs ou haut-parleurs

Configuration requise pour le logiciel de reconnaissance vocale

Logiciel de reconnaissance vocale pris en charge : Nuance Dragon Professional 16

Individual/Group, Nuance Dragon Legal 16, Dragon Medical Practice Edition 4

Processeur : Intel dual core ou processeur AMD équivalent, processeur 2,2 GHz ou plus rapide

RAM : 4 Go (32 bits) / 8 Go (64 bits)

Espace disque : 8 Go

Système d'exploitation : Windows 11 Pro/Enterprise, Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)

Confort

Langues prises en charge : anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, tchèque, danois, finlandais, norvégien, suédois

Mise à jour automatique via Internet

Audio

Format d'enregistrement : .dss, .ds2, .wav

Format de lecture : .dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma

Flux de travail

Transfert de fichier : LAN, e-mail, FTP, Philips SpeechLive

Téléchargement automatique depuis les enregistreurs vocaux portables

Conversion automatique des formats de fichiers lors du téléchargement

Interface de transcription automatique avec logiciel de reconnaissance vocale Dragon

Sécurité

Cryptage DSS Pro : cryptage AES en temps réel avec 256 bits

Cryptage SpeechExec : cryptage AES avec 256 bits

Configuration matérielle

Matériel pris en charge : enregistreur vocal intelligent Philips SpeechAir, enregistreur de dictée Philips Pocket Memo série DPM8000, microphones de dictée Philips SpeechMike, pédale de commande Philips

Options de configuration : paramètres en option de l'appareil, configuration de l'interrupteur à curseur et des touches programmables, configuration des mots-clés, profils d'enregistrement, téléchargement de fichiers, cryptage, protection par code PIN

Programmes pris en charge

Programmes de messagerie : Microsoft Outlook 2019/2016/2013/2010, Microsoft Exchange Server 2019/2016/2013/2010

Serveur de fichier : Windows Server 2016/2019/2022

Produits associés

Enregistreur vocal Philips Pocket Memo DPM8000

Microphone de dictée sans fil Philips SpeechMike Premium Air SMP4000

Microphone de dictée Philips SpeechMike Premium LFH3500

Microphone de dictée Philips SpeechMike LFH3200

Micro-casque de dictée sans fil SpeechOne PSM6000

