

PHILIPS

SpeechExec

Pro

Dicteer- en transcriptiesoftware

Efficiënt workflowmanagement

Professionele dicteerrecorder en transcriptiespeler

Pop-upmeldingen

Bestandscodering en back-up



LFH4400/4500



Gebruik de kracht van uw stem

met professioneel digitaal dicteren

SpeechExec Pro dicteer- en transcriptiesoftware koppelt auteurs en transcribenten aan elkaar. Bespaar tijd en middelen dankzij eenvoudige communicatie, instellingen voor workflowvoorkeuren en flexibiliteit in uw organisatie. Auteurs kunnen rechtstreeks opnemen in de software met behulp van een dicteermicrofoon. Transcribenten kunnen afspelen en eenvoudig transcriberen met behulp van een voetpedaal.

Efficiënt documenten creëren

- Workflowmanagement en automatisering voor verbeterde productiviteit
- Werklijsten voor het eenvoudig controleren en volgen van taken
- Coderingsleutels en back-upfuncties voor de strengste beveiliging
- Koppeling met SpeechLive beschikbaar voor nog meer mobiliteit

Professionele dicteeroplossing

- Recorder voor handig direct dicteren met dicteermicrofoons van Philips
- Gebruik SpeechExec waar u ook bent, op kantoor of thuis, dankzij de flexibele licenties
- Geautomatiseerde bestandsdownload voor snel en eenvoudig doorsturen van taken
- Voorzien voor gebruik met professionele spraakherkenning voor de hoogste nauwkeurigheid

Krachtige transcriptiemodule

- Transcriptiespeler met voetpedaalondersteuning voor handsfree afspelerbediening
- Afzonderlijke sorteer- en filteropties voor organisatie en toewijzing van taakprioriteiten
- Pop-upmeldingen voor nieuwe belangrijke taken



No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2017

Kenmerken

Efficiënt workflowmanagement



Controleer en beheer eenvoudig de workflow tussen auteurs en transcribenten. Opnames en de daaruit voortkomende documenten worden automatisch naar de juiste persoon doorgestuurd, waardoor de levertijd korter is.

Werklijsten en organisatie



Aan de hand van werkljsten kunnen zowel auteurs als transcribenten hun werkstatussen in de gaten houden. Dit maakt onnodige communicatie over statussen overbodig, waardoor beide partijen tijd besparen. Bestanden kunnen worden georganiseerd in submappen. Ze kunnen specifieke eigenschappen en opmerkingen toegewezen krijgen en kunnen worden gemarkeerd als urgent om taken prioriteit te geven.

Databeveiliging en back-up



Dankzij bestands codering in realtime (256-bit) en veilige bestandsoverdracht krijgen alleen bevoegde personen toegang tot documenten. De optionele automatische back-upfunctie beschermt data tegen onvoorzien verlies.

Naadloze integratie in SpeechLive



De Philips SpeechLive cloud-dicteeroplossing geeft gebruikers doorlopend toegang tot bestanden via een browser voor nog meer flexibiliteit en mobiliteit. Met SpeechLive kunnen auteurs op hun smartphone dicteren en dictaten rechtstreeks naar de SpeechExec software verzenden. Er is ook een transcriptieservice beschikbaar. Hierbij worden de opnames van de auteur snel uitgetypt door getrainde professionals.

Geïntegreerde recorder en player



Met de geïntegreerde dicteerrecorder kunnen auteurs rechtstreeks opnamen via hun SpeechExec software. De software werkt perfect samen met de Philips SpeechMike dicteermicrofoons en zorgt ervoor dat alle opname- en afspeelfuncties (invoegen, overschrijven en toevoegen) snel en eenvoudig kunnen worden bediend. De functietoetsen kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd voor extra gebruiksgemak.

Steeds beschikbaar



Licenties zijn nu toegewezen aan individuele gebruikers, niet aan individuele PC's, waardoor u de vrijheid heeft om te werken vanaf uw desktop op het werk of vanaf een laptop buitenshuis. Hierdoor kunt u ook eenvoudig een licentie opnieuw activeren in geval van een hardwareprobleem.

Kenmerken



Met SpeechExec Pro kunnen auteurs en transcribenten al hun dictaten automatisch downloaden vanaf hun dicteerapparaat rechtstreeks naar de software en doorsturen naar de gewenste bestemming via hun lokale netwerk, FTP-server SpeechLive of e-mail.

Ontwikkeld voor spraakherkenning



Spraakherkenningssoftware van Dragon werkt naadloos samen met de oplossing. Of de auteur nu rechtstreeks in de software wil dicteren met een Philips microfoon of opgenomen bestanden vanaf een dicteerapparaat wil uploaden, dankzij de uitzonderlijk nauwkeurige spraakherkenning wordt hun workflow gevoelig versneld.

SpeechExec transcriptiespeler



De software is uitgerust met een zeer gebruiksvriendelijke transcriptiespeler waarmee u opnames kunt pauzeren, snel vooruit spoelen en terugspoelen. In combinatie met het configureerbare voetpedaal van Philips verloopt de transcriptie nog beter en sneller. Er kunnen vooraf gedefinieerde sjablonen worden gebruikt, zodat documenten automatisch worden aangemaakt met de juiste kop- en voettekst waarmee nog meer tijd wordt bespaard.

Afzonderlijke sorteer- en filteropties



Zowel auteurs als transcribenten kunnen profiteren van afzonderlijke sorteer- en filteropties; hiermee kunnen ze dictaten en documenten nog sneller vinden en altijd goed georganiseerd blijven.


Meldingen voor nieuwe taken



Transcribenten kunnen meldingen ontvangen wanneer ze nieuwe opnames krijgen toegewezen. Hierdoor worden belangrijke opnames nooit gemist. Deze meldingen worden in realtime weergegeven op hun scherm, in een discreet pop-upvenster.

Versies

LFH4400




SpeechExec Pro Dictate

De module voor auteurs inclusief geïntegreerde dicteerrecorder.

LFH4412: Abonnement voor 2 jaar

LFH4422: Abonnement voor 2 jaar (versie in doos)

LFH4500



SpeechExec Pro Transcribe

De module voor transcribenten, met geïntegreerde transcriptiespeler

LFH4512: Abonnement voor 2 jaar

LFH4522: Abonnement voor 2 jaar (versie in doos)

Specificaties

Systeemvereisten

Processor: Intel dual core of een gelijkwaardige AMD processor, 1 GHz of snellere processor
RAM: 4 GB (64 bit)
Hardeschijfruimte: 100 MB voor de SpeechExec software, 4.5 GB voor Microsoft .NET Framework
Besturingssysteem: Windows 11 Pro/Enterprise
Grafische kaart: DirectX-compatibele grafische kaart met hardwareacceleratie aanbevolen
Schermresolutie: minimaal 1024 × 768 px met 100% DPI-schaal, maximaal 3200 × 1800 px met 150% DPI-schaal
Geluid: Windows-compatibel geluidsapparaat
Vrije USB-poort
Internetverbinding voor vereiste software activering
Koptelefoon-output of speakers

Bijkomende systeemvereisten voor spraakherkenningssoftware

Ondersteunde spraakherkenningssoftware:
Nuance Dragon Professional 16 Individual/Group, Nuance Dragon Legal 16, Dragon Medical Practice Edition 4
Processor: Intel dual core of een gelijkwaardige AMD processor, 2.2 GHz of snellere processor
RAM: 4 GB (32 bit)/8 GB (64 bit)
Hardeschijfruimte: 8 GB
Besturingssysteem: Windows 11 Pro/Enterprise, Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)

Functionaliteit

Ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Tsjechisch, Deens, Fins, Noors, Zweeds
Automatische updates via internet

Audio

Opnameformaat: .dss, .ds2, .wav
Weergaveformaat: .dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma

Workflow

Bestandsoverdracht: LAN, e-mail, FTP, Philips SpeechLive
Automatische download van draagbare dicteerapparaten
Automatische conversie van bestandsformaat bij download
Interface voor automatische transcriptie met Dragon-spraakherkenningssoftware

Beveiliging

DSS Pro-codering: realtime AES-codering met 256-bit
SpeechExec-codering: 256-bit AES-codering

Hardwareconfiguratie

Ondersteunde hardware: Philips SpeechAir smart dicteerapparaat, Philips Pocket Memo dicteerapparaat DPM8000-serie, Philips SpeechMike dicteermicrofoon, Philips voetpedaal
Configuratiemogelijkheden: apparaattoptie-instellingen, configuratie van schuifschakelaar en programmeerbare knoppen, configuratie van sleutelwoorden, opnameprofielen, bestandsdownload, codering, bescherming met PIN-code

Ondersteunde programma's

E-mailprogramma's: Microsoft Outlook 2019/2016/2013/2010, Microsoft Exchange Server 2019/2016/2013/2010
Bestandsservers: Windows Server 2016/2019/2022

Gerelateerde producten

Philips PocketMemo dicteerapparaat DPM8000
Philips SpeechMike Air draadloze dicteermicrofoon SMP4000
Philips SpeechMike Premium dicteermicrofoon LFH3500
Philips SpeechMike dicteermicrofoon LFH3200
Philips SpeechOne draadloze dicteerheadset PSM6000

