

PHILIPS

SDK

Voor dicteerapparatuur

Eén interface

Snelle, gemakkelijke integratie

Broncodevoorbeelden



LFH7445



Verbeter uw toepassing

met professionele digitale dichterapparatuur

Integreer de dichterapparatuur van Philips eenvoudig in uw applicatie. De Philips software-ontwikkelingskit (SDK) dient als interface voor Philips dichterapparatuur en maakt een snelle, betrouwbare integratie mogelijk.

Verbeter uw productiviteit

- Eén interface voor eenvoudige integratie in Philips dichterapparatuur
- Snelle, gemakkelijke integratie van actuele en toekomstige dichterapparatuur zonder veranderingen aan uw software

Ontworpen voor uw gebruikscomfort

- Ondersteunt Windows Terminal Server, Citrix en VMware voor maximale flexibiliteit
- Broncode voorbeelden en demonstratievideo voor eenvoudige integratie.

Klaar voor de toekomst

- Native ondersteuning van 64-bit besturingssystemen voor een naadloze integratie in toekomstige softwareversies van derden
- Geïmplementeerd als COM-bediening voor programmeertaal-onafhankelijke integratie



No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2017

Specificaties

Systeemvereisten

Processor: Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor, 1 GHz of snellere processor
RAM-geheugen: 1 GB (2 GB aanbevolen)
Hardeschijfruimte: Ruimte van 100 MB op de harde schijf voor Hardware SDK
Operating system: Windows 11 Pro, Windows 10 Pro/Enterprise (64-bit), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Ontwikkelingsomgeving

Microsoft Visual Studio 2010 of hoger

Inhoud verpakking

Hardware SDK download link
C# voorbeeld met zowel de broncode als de gecompileerde uitvoerbare bestanden
Demonstratievideo
Hardware SDK API reference
Merge modules van Windows Installer Setup
Terminal Server-drivers van Citrix, Windows en VMware

Gerelateerde producten

Philips PocketMemo Dicteerrecorder 8000 serie
SpeechMike Premium Air Draadloze Dicteermicrofoon 4000 serie
SpeechMike Air Draadloze Dicteermicrofoon 3000 serie
SpeechMike Ambient Draagbare AI-assistent
SpeechMike Premium Touch Dicteermicrofoon 3700 serie
SpeechMike Premium Dicteermicrofoon 3500 serie
SpeechMike Dicteermicrofoon 3200 serie
SpeechAir Smart Smart dicteerapparaat 1000 serie, 2000 serie
USB-voetpedaal LFH200 serie, ACC2300 serie

Highlights

Eén interface

De Philips software-ontwikkelingskit biedt één interface voor de integratie en besturing van Philips dicteerapparatuur in applicaties van derden.

Snelle, eenvoudige integratie

Gebruik de bestaande en toekomstige dicteerapparatuur van Philips, zoals SpeechMike dicteermicrofoons, Pocket Memo dicteerrecorders en voetpedalen zonder veranderingen aan uw software. Kopieer de stuurprogramma's van de apparatuur simpelweg naar de client-computer. Beheerdersrechten of wijzigingen aan het Windows-register zijn niet nodig, zodat u de dicteerapparatuur snel en eenvoudig kunt uitrollen.

Geschied voor Windows Terminal Server, Citrix en VMware

Ondersteuning van de Windows Terminal Server, Citrix en VMware. Met de Philips Speech Drivers kunt u de Philips-apparatuur gebruiken in combinatie met applicaties van derden.

Eenvoudige integratie

C# voorbeelden met zowel broncodes als gecompileerde uitvoerbare bestanden en demonstratievideo voor eenvoudige start van integratie.

Native 64-bit ondersteuning

Met native ondersteuning voor 64-bit besturingssystemen maakt Speech SDK de ontwikkeling van native 64-bit applicaties mogelijk.

COM-bediening

Om de inspanning bij de integratie te minimaliseren wordt de Philips software-ontwikkelingskit geïmplementeerd als COM-bediening, waardoor programmeertaal-onafhankelijke softwareontwikkeling mogelijk is.

